

## **SecurAcath i osod cathetrau drwy bigiad**

5 Mehefin 2017

### **Gwybodaeth i'r cyhoedd**

Mae NICE wedi asesu SecurAcath i osod cathetrau drwy bigiad er mwyn helpu'r GIG i ddewis a ddylid defnyddio'r cynnyrch hwn ai peidio.

Dyfais fechan yw SecurAcath a ddefnyddir i gadw cathetrau (tiwb hir, tenau sy'n cael ei osod i mewn i wythïen drwy'r croen) yn eu lle.

Mae'n hawdd i'w osod a chaiff ei oddef yn dda. Rhaid i'r rhan fwyaf o'r dyfeisiau cadw cathetrau yn eu lle gael eu tynnu allan yn rheolaidd i gael eu glanhau, ond gall y SecurAcath aros yn ei le am gyhyd ag y bydd angen y catheter.

Gellir defnyddio SecurAcath gydag unrhyw gatheter a ddefnyddir am o leiaf 15 diwrnod.

ISBN: 978-1-4731-2506-3